






# EASYHALER



Open het beschermende omhulsel en doe de easyhaler erin (zie afbeelding 1). Zorg dat het stofkapje het mondstuk van de easyhaler bedekt (zo kan de easyhaler niet per ongeluk afgaan). Als u de easyhaler niet meteen gebruikt, sluit dan het beschermende omhulsel.

**Verwijder het stofkapje.**

## A. Schudden



Schud de easyhaler drie tot vijf keer stevig op en neer (zie afbeelding 2a of 2b), zodat het poeder goed stroomt en u de juiste dosis krijgt. Houd de easyhaler na het schudden **rechttop**.

## B. Klikken


Druk **één keer** op de easyhaler tot u een klik hoort (zie afbeelding 3a of 3b) en laat de easyhaler weer terugklikken. Het poeder komt zo in het inhalatiekanaal in het mondstuk. Blijf de easyhaler rechttop houden.

Als u denkt dat u de easyhaler meer dan één keer geklikt heeft, raadpleeg dan de rubriek LET OP (zie afbeelding 5a of 5b).

# EASYHALER




3b




4a



4b



5a



5b

## C. Inhaleren

Terwijl u zit of staat

- adem rustig uit (maar NIET in de easyhaler)
- zet het mondstuk tussen uw tanden en klem de lippen om het mondstuk
- adem diep en rustig, maar krachtig in door de easyhaler (zie afbeelding 4a of 4b)
- haal het mondstuk uit uw mond
- probeer uw adem ongeveer 5 tellen in te houden en haal daarna normaal adem.

**Zorg ervoor dat u niet uitademt in de easyhaler;** die kan dan verstopt raken. Indien dit toch gebeurt, raadpleeg dan de rubriek LET OP (zie afbeelding 5a of 5b).

**Als u nog een inhalatie moet nemen, herhaal dan STAP 1 tot en met STAP 4b.** Plaats het stofkapje weer op het mondstuk en sluit eventueel het beschermende omhulsel.

## Spoelen

Spoel de mond en keel goed met water en spuug het spoelwater uit. Hierdoor vermindert u het risico op een schimmelinfectie (spruw).

## LET OP

Als de easyhaler per ongeluk klikt, bij meerdere keren klikken of als u uitademt in de easyhaler, tik het poeder dan uit het mondstuk op een tafelblad of in de handpalm (zie afbeelding 5a of 5b). Dit zorgt ervoor dat de juiste dosering afgegeven wordt. Begin opnieuw vanaf STAP 1 tot en met STAP 4b.

*Bijsluiter Budesonide Easyhaler. Deze tekst werd integraal en zonder wijzigingen overgenomen van de desbetreffende bijsluiter. De lay-out werd aangepast door de Chiesi Foundation. De inhoud van dit document is volledig conform aan de officiële wetenschappelijke bijsluiter van het product, zoals door het verantwoordelijk farmaceutisch bedrijf overhandigd aan de autoriteiten.*